


Reinigungs-/Zytologiebürsten



Einseitige Endoskop- Reinigungsbürste, atraumatische Kugelkopfspitze




Bestell-Nr.:	Durchm. Bürste (mm)	Länge (cm)	Typ
7025S-100	2	100	Arbeitskanal =1,5 bis 2mm
7035S-120	3	120	Arbeitskanal =2 bis 2,8mm
7035S-180	3	180	Arbeitskanal =2 bis 2,8mm
7035S-230	3	230	Arbeitskanal =2 bis 2,8mm
7045S-120	4	120	Arbeitskanal =2,8-3,7mm
7045S-180	4	180	Arbeitskanal =2,8-3,7mm
7045S-230	4	230	Arbeitskanal =2,8-3,7mm
7045S-300	4	300	Arbeitskanal =2,8-3,7mm
7055S-120	5	120	Arbeitskanal =2,8-4,2mm
7055S-180	5	180	Arbeitskanal =2,8-4,2mm
7055S-230	5	230	Arbeitskanal =2,8-4,2mm
7060S-230	6	230	Arbeitskanal =4,2-5,6mm




Nylon Borsten
mittel

Lange Lebensdauer und gute
Reinigungsergebnisse
Überprüfte Kompatibilität





Endoskop- Doppelreinigungsbürste, atraumatische Kugelkopfspitze



Bestell-Nr.:	Durchm. Bürste (mm)	Länge (cm)	Typ
7025D-100	2	100	Arbeitskanal=1,5 - 2mm
7035D-120	3	120	Arbeitskanal=2 - 2,8mm
7035D-180	3	180	Arbeitskanal=2 - 2,8mm
7035D-230	3	230	Arbeitskanal=2 - 2,8mm
7045D-120	4	120	Arbeitskanal=2,8 - 3,7mm
7045D-180	4	180	Arbeitskanal=2,8 - 3,7mm
7045D-230	4	230	Arbeitskanal=2,8 - 3,7mm
7045D-300	4	300	Arbeitskanal=2,8 - 3,7mm
7055D-120	5	120	Arbeitskanal=2,8 - 4,2mm
7055D-180	5	180	Arbeitskanal=2,8 - 4,2mm
7055D-230	5	230	Arbeitskanal=2,8 - 4,2mm
7060D-230	6	230	Arbeitskanal=4,2 - 5,6mm




Nylon Borsten
mittel

Lange Lebensdauer und gute
Reinigungsergebnisse
Überprüfte Kompatibilität






Einmal-Reinigungsbürste, einfach



Bestell-Nr.:	Durchm. Bürste (mm)	Länge (cm)	Einmalprodukt
S7055S-230	5,0	230	

1 VE= 25 Stück

Einmal-Reinigungsbürste, doppelt



Bestell-Nr.:	Durchm. Bürste (mm)	Länge (cm)	Einmalprodukt
S7055D-230	5,0	230	


1 VE= 25 Stück



**Borstenbesatz
mittel**



Ventilschaft - Reinigungsbürste - Pos.1 Ventilschaft Absaugung
Pos. 2 Ventilschaft Luft- Wasser




Gesamtlänge 90mm

	Bestell-Nr.:	Durchm. Bürste (mm)	Länge Besatz (cm)	Autoclave
Pos.1	7070V-12	12,0	4,0	134° C autoclavável 273° F
Pos.2	7070V-07	7,0	4,0	134° C autoclavável 273° F



Borstenbesatz
mittel

Ventilschaftreinigungsbürste



Gesamtlänge 200mm

	Bestell-Nr.:	Durchm. Bürste (mm)	Länge Besatz (cm)	Autoclave
	S7070V-07	7,0	4,0	134° C autoclavável 273° F
	S7070V-05	5,0	4,0	134° C autoclavável 273° F




Borstenbesatz
mittel



Zytologiebürste mit atraumatischer Kugelkopfspitze, Luer Lock Anschluss

im Teflontubus mit atraumatischer Kugelkopfspitze



Bestell-Nr.:	Durchm. Bürste (mm)	Länge (cm)	Typ
7020Z-120	2,0	120	Arbeitskanal=2mm
7020Z-180	2,0	180	Arbeitskanal=2mm
7020Z-230	2,0	230	Arbeitskanal=2mm
7025Z-120	2,5	120	Arbeitskanal=2,8mm
7025Z-180	2,5	180	Arbeitskanal=2,8mm
7025Z-230	2,5	230	Arbeitskanal=2,8mm
7030Z-120	3,0	120	Arbeitskanal=ab 2,8mm
7030Z-180	3,0	180	Arbeitskanal=ab 2,8mm
7030Z-230	3,0	230	Arbeitskanal=ab 2,8mm

- Weiche Borsten für die Routine-Zytologie
- Geeignet für den schonenden Zellabstrich
- Das gewonnene Zellmaterial ist im Teflontubus durch eine Kugel gegen Kontamination geschützt.

HG-100-LL		Hublänge 100mm	Luer Lock Anschluss
H-100-SS			Schnellspann-Griff





Einmal -Zytologiebürste

Bürstenlänge 10mm, mit Griff und Teflontubus

Bestell-Nr.:	Durchm. (mm)	Länge (Cm)	Typ
S7018Z-120	1,8	120	Arbeitskanal ab 2mm
S7025Z-160	2,5	160	Arbeitskanal ab 2,8mm
S7025Z-230	2,5	230	Arbeitskanal ab 2,8mm



Einmal -Zytologie- Spirale

Für .035 inch Führungsdraht, Edelstahl- Feder im Teflontubus

Bestell-Nr.:	Durchm. (mm)	Länge (Cm)	Typ
S7123Z-120	2,3	120	Arbeitskanal ab 2,8mm
S7123Z-160	2,3	160	Arbeitskanal ab 2,8mm
S7123Z-230	2,3	230	Arbeitskanal ab 2,8mm

